

 DILUTOR



### **Gravimat®**

Gravimat® automatically diluye una muestra sólida con el peso apropiado de diluyente. Todos los métodos de la dilución y de distribución se pueden seleccionar directamente de la pantalla del dispositivo. La memorización automática del factor de la dilución hace las diluciones fácilmente repetibles y reproductivas.

- Aprisa, capaz de desarrollarse
- Termine la rastreabilidad: compatible con Lector de LIMS, de la impresora y del código de barras
- Funciones del pesaje y de distribución
- Interfaz multilingüe de la pantalla del en-dispositivo
- Limpieza fácil

Más información: