


BagSystem®

Accesorios

Una gama completa de accesorios para un trabajo de laboratorio seguro y eficaz :

BagOpen®




Doble uso : abre-bolsas y repartidor

Abre-bolsas : BagOpen® abre automáticamente las bolsas sin que haya contacto con la muestra. La bolsa es mantenida derecha y es abierta por dos pastillas adhesivas.

Soporte de bolsas : BagOpen® permite presentar los paquetes de 25 bolsas-filtro listas para el uso.

3 modelos para los malaxadores de 100, 400 y 3500 ml.

BagRack® BagClip®



Soporte de bolsas

Barritas de cierra para bolsas


BagRack® permite el archivado metódico y limpio de 14 bolsas por medio de barritas BagClip®. Apilable y autoclavable, **BagRack®** es de acero inoxidable.

BagClip® cierra por pinzamiento cualquier tipo de bolsa. De cierre rápido, garantiza la estanqueidad al gas y a los líquidos.

Modelo depositado por interscience.

3 modelos para los malaxadores de 100, 400 y 3500 ml.

BagPipet® BagTips®




Pipeta de volumen fijo y puntas "pajitas" estériles

BagPipet®, enteramente autoclavable, toma con su punta "pajita" estéril y de un solo uso **BagTips®** volúmenes pre-programados de 0.1, 0.9 y 1 ml. Las puntas BagTips® son estériles y muy rígidas.

BagPipet® toma muestras de productos viscosos como leche, nata, yogures, productos lácteos, cosméticos...

2 modelos de BagTips® : Regular (19 cm) / Jumbo (24 cm).

PetriPile®



Soporte para placas de Petri

PetriPile® está concebido para manipular con toda seguridad placas de Petri.

Evita cualquier riesgo e accidente en el momento de introducir las placas en el incubador. Apilable, autoclavable, y en acero inoxidable

PetriPile® cumple la norma AFNOR V 08-002 sobre cambio de placas de Petri en incubador.

3 modelos para placas de ø 55, 65 o 90 mm.

BagSeal®

BagSeal® permite una soldadura ancha y limpia de todo tipo de bolsa para malaxado o esterilización.

interscience

Tel.: +33 (0)1 34 62 62 61 Fax: +33 (0)1 34 62 43 03